

Gemeinsam retten wir Leben



Der ProCase AED Wandschrank
für die Aussenmontage



Procamed AG
Schulstrasse 5
CH-8355 Aadorf

Tel 052 368 60 00
info@procamed.ch
www.procamed.ch

Eigenschaften und technische Daten

Der ProCase ist mit einer 24V-Heizung, einer Lüftung sowie einem schlagfesten Sichtfenster ausgestattet. Nach Drücken des roten Notschalters öffnet sich das AED-Fach, eine rote LED beginnt zu blinken und ein Alarm erklingt. Der Wandschrank wird über einen 230V-Anschluss gespeisen.



Technische Angaben

Gewicht	7 kg
Stabilität	stoss- und wasserfest
Kühlung	aktiviert bei Schranktemp. > 30° C deaktiviert bei Schranktemp. < 25° C
Heizung	aktiviert bei Schranktemp. < 5° C deaktiviert bei Schranktemp. > 10° C
Korrosionsbeständig	AW-5754 Alu und Beschichtung
Sichtfenster	extrem schlagfestes Polycarbonat
Farbe	AED Plus grün
Befestigung	Schrauben und Dübel (im Lieferumfang enthalten für Holz, Stein und Beton)



Stromversorgung

Stromanschluss	230 V AC
Trafo Indoor	Ausgang 24 V DC (im Lieferumfang enthalten)

Funktionen

Öffnung	robuster Notschalter
Beleuchtung	LED rot und blau
Alarmsignal	95dB (intermittierend)